

## INSTRUCTIONS PRELEVEMENT ECHANTILLON

Merci de suivre les instructions ci-dessous pour prélever un échantillon représentatif des granulats de remplissage de votre terrain:

- Utiliser les schémas ci-après pour collecter les granulats à différents points du terrain.

- Prélevez environ 450 g de granulats (soit 75g à chaque point) en utilisant un gant d'examen pour éviter toute contamination du matériaux par des éléments extérieurs (résidus de nourriture par exemple).



- Assurez-vous, tant que possible, que les granulats ne soient pas mélangés avec du sable
- Placez vos granulats dans un sachet de prélèvement à usage unique (ex : sachet plastique congélation zippé).



- Mettez le sac dans un emballage carton et expédiez-le en utilisant le bon de transport transmis par notre service client.

Sous 48h vous recevrez un bon de transport pour nous expédier votre échantillon

Football



Rugby



Pour toute question merci de contacter le service client Labosport SYPAC à [service.client@laboratoire-sypac.fr](mailto:service.client@laboratoire-sypac.fr) ou appelez nous au +33 (0)2 37 30 78 80